

WQS

Nomasense O₂

herramienta de ayuda a la decisión


La herramienta de ayuda a la decisión en conexión

El Nomasense O₂ es una herramienta de ayuda a la decisión, en conexión y el único TPO-metro de la industria del vino para medir y gestionar el oxígeno en el vino.

SUS CARACTERÍSTICAS PREMIUM INCLUYEN:

El Nomasense O₂ con la tecnología de la luminiscencia, logra una medida precisa e inmediata, directamente en la bodega :


- Del oxígeno disuelto
- Del oxígeno en fase gaseosa
- Del TPO (total porcentaje de oxígeno) – suma del oxígeno disuelto (DO) y el oxígeno del espacio de cabeza (HSO) – medidas durante el embotellado o en Bag-in-Box.
- Los contenidos de azúcar y alcohol influyen en la solubilidad del oxígeno. El Nomasense O₂ es la única que tiene un algoritmo de compensación de estos niveles para conseguir resultados más precisos.



Uso Simple E Intuitivo:

El Nomasense O₂ permite un fácil control del oxígeno en todas las etapas de la vinificación y el control del TPO en la línea de embotellado o en BIB.

- Herramienta portátil dirigida por pantalla táctil
- Aplicación e interfaz de uso simple e intuitivo
 - Los resultados se muestran en pantalla logrando una visión completa de los aportes de oxígeno en un tratamiento
 - Rápida identificación de los puntos críticos y las mejoras que hay que implementar
- Simple gestión de la calibración
- Cálculo automático del TPO





Amplia experiencia especializada:

El Nomasense O₂ es una herramienta de ayuda a la decisión, on line. La experiencia especializada se proporciona al usuario a través de reglas prácticas que aparecen en pantalla durante las mediciones, facilitando la toma de decisiones.

La conexión a una base de datos anónima on line, permiten tener valores de referencia fiables, resultado de una gran cantidad de medidas.

Los usuarios obtienen actualizaciones periódicas con nuevas reglas prácticas.

Los datos del usuario se graban y son fácilmente exportables desde una interfaz personal.



Aplicaciones principales:

- Rápido y preciso control del oxígeno disuelto o gaseoso
- Seguimiento y control del aporte de oxígeno durante el embotellado
 - Cálculo automático del TPO
 - Visualización de las reglas prácticas en caso de valores heterogéneos o demasiado altos
- Monitoring and control of oxygen intake during parts of the winemaking process:
 - Trasiegos
 - Filtraciones
 - Crianza
 - Micro-oxigenación